

## 11月15日(金)入浴車用タンカ【ST-12E】のメンテナンス方法 ★実践形式(限定5組)

★Zoomにアクセス可能な端末(撮影含む)

### 【セミナー開催前に準備しておく物】

- ① ST-12Eのタンカ(故障やゆがみのないもの)
- ② ST-12Eのタンカワイヤー(シングル付)ナイロンコーティング

**※②のタンカワイヤー・部品は必ず新品をご準備ください。**

- ・カラー1個
- ・アタッチメント1個
- ・割ピン2本
- ・ワイヤーピン2本
- ・平ワッシャー2枚
- ・折り畳みタンカシャフトのプッシュナット2枚←プッシュナット式のタンカを使用の場合

※既に新型に交換されている場合

- ・カラー1個
- ・割ピン1本
- ・ワイヤーピン1本
- ・平ワッシャー1枚
- ・プッシュナット2枚←プッシュナット式のタンカを使用の場合

### 【工具】

- ・プラスドライバー(中)×1、(大)×2
- ・ニッパー
- ・ラジオペンチ
- ・10mmスパナ
- ・13mmスパナ
- ・グリス(ペースト状)・・・ない場合はチューブタイプのモリブデングリス(ホームセンター)
- ・プラスチックハンマー(ローラーカバーが腐食で固着している場合)
- ・荷造りヒモ(ロープ)